

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alfa Catenina - P35221

Número de artículo: CM0029706



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra la alfa-catenina humana (CTNNA1) para WB, IHC-P, IP, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata; ideal para la investigación de adhesión celular y uniones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] α -Catenina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MDBS2; MDPT2; CAP102; in
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1495
GeneID	1495
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 637-906 de la α -Catenina humana (NP_001894.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35221
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo