

Anticuerpo Monoclonal Anti-Alfa-Sinucleína Validado Por Ko Para Wb, Ihc, If, Elisa - P37840

Número de artículo: CM0011842



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra la Alfa-sinucleína humana, validado para Western blot, IHC, IF y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la enfermedad de Parkinson y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Anticuerpo Monoclonal de Ratón Anti-Alfa-sinucleína
Observaciones/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Especie	Humano
ID del Gen	6622
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-140 de la Alfa-sinucleína humana (NP_000336.1)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37840
Peso Molecular de la Proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo