

[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ampk α 1 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13131

Número de artículo: CM0008779



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO que se dirige a AMPK α 1 humano (ID de gen: 5562). Validado para aplicaciones WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA y reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Esencial para estudiar el metabolismo energético celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] AMPK α 1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AMPK; AMPK α 1; AMPK alfa 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5562
GeneID	5562
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 381-480 de AMPK α 1 humano (NP_006242.5)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13131
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo