


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ampk α 2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P54646

Número de artículo: CM0028623



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-AMPK α 2 validado por KO (pAb) para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Detecta la subunidad catalítica AMPK alfa-2 de 62 kDa. Ideal para investigación en metabolismo energético y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] pAb de Conejo AMPK α 2
Observaciones/Alias	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPK α 2; α 2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5563
GeneID	5563
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54646
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo