

Anticuerpo Policlonal Anti-Ankrd52 Validado Por Ko Para Wb, Elisa - Q8Nb46

Número de artículo: CM0021164

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido a ANKRD52, una subunidad reguladora de la proteína fosfatasa 6. Adecuado para WB y ELISA, y presenta reactividad cruzada con ANKRD52 humano, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] ANKRD52 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ANKRD33; 52
Especie	Humano
ID del Gen	283373
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-660 de ANKRD52 humano (NP_775866.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NB46
Peso Proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo