


[Validado Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arhgef1 - Q92888

Número de artículo: CM0026215



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado KO dirigido contra ARHGEF1 humano, un factor de intercambio de nucleótidos de guanina Rho. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta la proteína endógena. Reacciona de forma cruzada con humano y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] ARHGEF1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LSC; GEF1; IMD62; LBCL2; SUB1.5; P115-RHOGEF; F1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9138
GeneID	9138
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 783-912 de ARHGEF1 humano (NP_004697.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q92888
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo