


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atg4A Para Wb, Elisa - Q8Wyn0

Número de artículo: CM0024292



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATG4A, una cisteína proteasa esencial para la autofagia. Validado mediante knockout, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Se dirige a la región C-terminal (aa 289-398).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] ATG4A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APG4A; AUTL2; HsAPG4A; 4A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	115201
GeneID	115201
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 289-398 de ATG4A humano (NP_443168.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8WYN0
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo