

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atg4D Validado Mediante Ko Para Wb Y Elisa - Q86TL0

Número de artículo: CM0020228

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ATG4D validado mediante KO. Detecta una banda de 53 kDa en WB; también es adecuado para ELISA. Reconoce ATG4D humano, de ratón y de rata. Para uso en investigación de autofagia y estudios mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] ATG4D Rabbit pAb
Observaciones/alias	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; 4D
Especie	Humano
ID del gen	84971
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de ATG4D humano (NP_116274.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q86TL0
Peso de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo