

[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal Anti-Atg5 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H1Y0

Número de artículo: CM0014691



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATG5 humano (Q9H1Y0), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en autofagia, apoptosis e infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] ATG5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; ATG5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9474
ID del Gen	9474
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-275 de ATG5 humano (NP_004840.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H1Y0
Peso Proteico	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo