


Anticuerpo Policlonal Anti-Bad Validado Por Ko Para Wb Y Elisa - Q92934

Número de artículo: CM0020486



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Bad humano (agonista asociado a Bcl2 de la muerte celular), validado en WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Tiene como diana el miembro proapoptótico de la familia Bcl-2 implicado en la muerte celular mediada por las mitocondrias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] Bad Rabbit pAb
Observaciones/alias	BBC2; BCL2L8; ad
Especie	Humano
GeneID (humano)	572
GeneID	572
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 68-168 de Bad humano (NP_004313.1)
Fuente	Suero de conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q92934
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo