


[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bax Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07812

Número de artículo: CM0002404



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Bax humano, validado por KO, para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce Bax humano, de ratón y de rata. Útil para la investigación de la apoptosis. Inmunógeno: péptido sintético de Bax humano (Q07812).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Bax Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BCL2L4; Bax
Especie	Humano
GeneID (Humano)	581
GeneID	581
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07812
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo