


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bax Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q07812

Número de artículo: CM0002312



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra Bax humano, apto para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reactivo clave para la investigación de la apoptosis, que se dirige a la proteína Bax de la membrana externa mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] Bax Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BCL2L4; Bax
Especie	Humano
ID de gen	581
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 10-70 de Bax humano (NP_620116.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q07812
Peso proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo