


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Brd7 Para Wb, Elisa - Q9Npi1

Número de artículo: CM0020805



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO) que se dirige a BRD7 para WB y ELISA. Validado en humano, BRD7 es una proteína que contiene un dominio bromo implicada en la remodelación de la cromatina y la señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] BRD7 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BP75; NAG4; CELTIX1; SMARCI1; D7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29117
GeneID	29117
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-95 del BRD7 humano (NP_037395.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NPI1
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo