


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Validado Por Ko Anti-Anhidrasa Carbónica 2 (Ca2) Para Wb, Elisa - P00918

Número de artículo: CM0023101



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido contra la Anhidrasa Carbónica 2 (CA2) humana. Adecuado para aplicaciones de western blot (WB) y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Para uso en investigación en estudios de regulación del pH, biología ósea y transporte de iones.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | [Validado por KO] Anhidrasa Carbónica 2 (CA2) Rabbit pAb                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282                                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                     |
| ID del gen (Humano) | 760                                                                                                                                                        |
| ID del gen          | 760                                                                                                                                                        |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la Anhidrasa Carbónica 2 (CA2) humana (NP_000058.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                  |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                                              |
| SWISS               | P00918                                                                                                                                                     |
| Peso de la proteína | 29kDa                                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                             |