


[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Caspase-8 Para Wb, Elisa - Q14790

Número de artículo: CM0003845



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO que se dirige a la Caspasa-8 humana (Q14790). Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA, detecta específicamente la proteasa iniciadora de apoptosis, necroptosis y piroptosis de ~55 kDa, apoyando la investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Caspasa-8 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8; Caspasa-8
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	841
ID de Gen	841
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la Caspasa-8 humana (Q14790).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14790
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo