


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Caspasa-9 Validado Por Ko Para Wb, If/Icc, Elisa - P55211

Número de artículo: CM0003394



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Caspasa-9 validado por KO para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Detecta proteína de 46kDa; objetivo proteasa apoptótica Mch-6.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Caspasa-9 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	MCH6; APAF3; APAF-3; PPP1R56; ICE-LAP6; Caspasa-9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	842
GeneID	842
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 139-416 de la Caspasa-9 (NP_001220.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55211
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo