

[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd133 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O43490

Número de artículo: CM0015973

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado contra CD133 humano (Prominina-1). Adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC, IP y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en células madre y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] pAb de Conejo CD133
Observaciones/Alias	RP41; AC133; CD133; MCDR2; STGD4; CORD12; PROM1; MSTP061; 33
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8842
GeneID	8842
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43490
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo