

[Validado Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd47 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q61735

Número de artículo: CM0005906

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado KO dirigido contra el CD47 (IAP) de ratón, ideal para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce el antígeno de superficie leucocitario implicado en la regulación inmune y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] CD47 Anticuerpo monoclonal de conejo
Observaciones/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Especie	Ratón
ID Gen (Humano)	961
ID Gen	16423
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-140 del CD47 de ratón (NP_034711.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q61735
Peso Proteico	33 kDa/35 kDa
Envío	Bolsa de hielo