


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdk2 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24941

Número de artículo: CM0018640



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra CDK2 humano, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para aplicaciones de investigación sobre el ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] CDK2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CDKN2; p33(CDK2); K2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1017
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-298 del CDK2 humano (NP_001789.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24941
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo