


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal Anti-Cdk8 Para Wb, Ip, Elisa - P49336

Número de artículo: CM0024776



Introducción

CamelBio suministra el Anticuerpo Policlonal de Conejo [Validado por KO] CDK8 (P49336) validado para WB, IP, ELISA. Fiable para la investigación de regulación transcripcional en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] CDK8 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	K35, IDDHBA, K8
Especie	Humano
ID del Gen	1024
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 365-464 de la CDK8 humana (NP_001251.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49336
Peso Molecular de la Proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo