

[Validado Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdkn1A/P21 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P38936

Número de artículo: CM0003039



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado KO dirigido contra CDKN1A/p21 humano (P38936). Adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del ciclo celular, daño en el ADN y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] Ac. monoclonal de conejo anti-CDKN1A/p21
Observaciones/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; 21
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1026
GeneID	1026
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-164 de CDKN1A/p21CIP1 humano (NP_000380.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P38936
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo