

[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal Polymab® De Conejo Anti-Cdkn1A/P21 Para Wb, If/Icc, Elisa - P38936 / P39689

Número de artículo: CM0006049



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo que se dirige a CDKN1A/p21, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano y ratón, 18 kDa. Ideal para la investigación del ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] CDKN1A/p21 PolymAb® de Conejo
Observaciones/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1
Especies	Humano/Ratón
ID de Gen (Humano)	1026
ID de Gen	1026/12575
Inmunógeno	Proteína recombinante de CDKN1A/p21 humano/ratón
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P38936/P39689
Peso Proteico	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo