


[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdkn1B/P27Kip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46527

Número de artículo: CM0002905



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por knockout (KO) dirigido contra CDKN1B/p27KIP1, adecuado para Western blot, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] CDKN1B/p27KIP1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1027
GeneID	1027
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 99-198 del CDKN1B/p27KIP1 humano (P46527).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46527
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo