


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdkn2A/P16Ink4A Para Wb, If/Icc, Elisa - P42771 / Q8N726

Número de artículo: CM0016859



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido a CDKN2A/p16INK4a, un supresor tumoral que inhibe CDK4/6. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas. Materia prima para IVD de uso en investigación. SWISS: P42771 / Q8N726.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] CDKN2A/p16INK4a Conejo pAb
Observaciones/Alias	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A; 4a
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1029
GeneID	1029
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-156 de CDKN2A/p16INK4a humano (NP_000068.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P42771/Q8N726
Peso Molecular de la Proteína	8kDa/11kDa/12kDa/13kDa/16kDa/17kDa
Envío	Bolsa de hielo