

[Validado Ko] Anticuerpo Policlonal Conejo Anti-Cetn2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P41208

Número de artículo: CM0026721



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CETN2/Centrina-2, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Esencial para estudios de duplicación del centrosoma, reparación del ADN y exportación de ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] CETN2 pAb Conejo
Observaciones/Alias	CALT; CEN2; N2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1069
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-172 de la CETN2 humana (NP_004335.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41208
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo