

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal Anti-Chchd2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6H1

Número de artículo: CM0019690



Introducción

[Validado por KO] Anticuerpo policlonal de conejo contra CHCHD2, un factor de transcripción mitocondrial implicado en la enfermedad de Parkinson. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, con reactividad cruzada para humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] CHCHD2 Rabbit pAb
Notas/Alias	MNRR1; NS2TP; MIX17B; PARK22; C7orf17; D2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51142
GeneID	51142
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 75-145 de la CHCHD2 humana (NP_057223.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6H1
Peso de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo