


[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chd1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14646

Número de artículo: CM0027705



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CHD1 humano, validado para aplicaciones de Western blot, IHC-P y ELISA. Reconoce CHD1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en remodelación de cromatina, transcripción y empalme.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] pAb de Conejo Anti-CHD1
Observaciones/Alias	CHD-1; PILBOS; D1
Especies	Humano
GenelD (Humano)	1105
GenelD	1105
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1600 al extremo C-terminal de CHD1 humano (NP_001261.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14646
Peso Proteico	197kDa
Envío	Bolsa de hielo