


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Validado Por Ko Anti-Ciap1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13490

Número de artículo: CM0003452



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO dirigido contra cIAP1 humano (Q13490), adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para investigación en apoptosis, señalización de NF-kB y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] cIAP1 Ac. Monoclonal de Conejo
Observaciones/Alias	API1; MIHB; HIAP2; RNF48; cIAP1; Hiap-2; c-IAP1; P1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	329
GeneID	329
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de cIAP1 humano (Q13490).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q13490
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo