


[Validado Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cirbp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14011

Número de artículo: CM0027336



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado KO contra la proteína de unión a ARN inducible por frío (CIRBP). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Investigación de respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] CIRBP pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CIRP; BP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1153
GeneID	1153
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-172 de CIRBP humano (NP_001271.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14011
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo