


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Csde1 Para Wb, Elisa - O75534

Número de artículo: CM0022933



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CSDE1 humano (UniProt O75534), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudiar la proteína de unión a ARN CSDE1, implicada en el recambio de ARNm y la formación de gránulos de estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] CSDE1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UNR; D1S155E; E1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7812
GeneID	7812
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 369-600 de CSDE1 humano (NP_009089.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75534
Peso de la proteína	89 kDa
Envío	Bolsa de hielo