

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cypor (Por) Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16435

Número de artículo: CM0027495



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra la NADPH-citocromo P450 reductasa humana (CYPOR/POR). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce CYPOR de humano, ratón y rata. Diseñado para investigación en IVD y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] CYPOR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPR; CYPOR; P450R; OR
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5447
ID del gen	5447
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la CYPOR humana (NP_000932.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16435
Peso molecular de la proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo