

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Citoqueratina 20 (Krt20) Para Wb, If/Icc, Elisa - P35900

Número de artículo: CM0024403

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la citoqueratina 20 humana (CK20/KRT20), validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudios sobre diferenciación del epitelio intestinal, organización de filamentos de queratina y secreción de mucina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Citoqueratina 20 (KRT20) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	K20; CD20; CK20; CK-20; KRT21; 0)
Especie	Humano
GeneID (humano)	54474
GeneID	54474
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35900
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo