


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Citoqueratina 8 Para Wb - P05787

Número de artículo: CM0019049



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido contra la citoqueratina 8 (KRT8). Para aplicaciones de Western blot, presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudiar los filamentos intermedios epiteliales, las redes de queratina y patologías relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] pAb de conejo anti-citoqueratina 8
Observaciones/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; 8
Especie	Humana
GeneID (humano)	3856
ID del gen	3856
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre los aminoácidos 380-480 de la citoqueratina 8 humana (NP_002264.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P05787
Peso de la proteína	54 kDa/56 kDa
Envío	Bolsa de hielo