

Anticuerpo Policlonal Anti-Ddit4 Validado Por Ko Para Wb, Elisa - Q9Nx09

Número de artículo: CM0029641



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DDIT4 humano (REDD1), validado por KO para WB y ELISA. Ideal para estudiar la señalización mTOR, las respuestas al estrés celular y la apoptosis en investigaciones sobre cáncer y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] DDIT4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Dig2; REDD1; REDD-1; T4
Especie	Humano
GeneID	54541
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-232 del DDIT4 humano (NP_061931.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NX09
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo