


## [Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal Anti-DJ-1/Park7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99497

Número de artículo: CM0013146



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-DJ-1/PARK7, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con DJ-1/PARK7 humano y de ratón, un sensor multifuncional de estrés oxidativo y deglicasa. Ideal para la investigación de protección celular y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [Validado por KO] DJ-1/PARK7 pAb de Conejo                                                                                             |
| Observaciones/Alias | DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; K7                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 11315                                                                                                                                  |
| GeneID              | 11315                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-189 del DJ-1/PARK7 humano (NP_009193.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                          |
| SWISS               | Q99497                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 20kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |