

Anticuerpo Policlonal Anti-Dnajb1 Validado Por Ko Para Wb, If/Icc, Elisa - P25685

Número de artículo: CM0025336



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra DNAJB1 (Hdj1/HSP40). Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de chaperonas y respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] DNAJB1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B; B1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3337
ID del gen	3337
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-340 de DNAJB1 humano (NP_006136.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25685
Peso molecular de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo