

## [Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal Anti-Ebp1/Pa2G4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uq80

Número de artículo: CM0016395



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EBP1/PA2G4, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación sobre proliferación celular, diferenciación y vías de señalización de ERBB3.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [Validado por KO] EBP1/PA2G4 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; G4                                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                       |
| ID de Gen (Humano)  | 5036                                                                                                                                                         |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-394 de EBP1/PA2G4 humano (NP_006182.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                     |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                          |
| SWISS               | Q9UQ80                                                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 44kDa                                                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                               |