

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ece1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42892

Número de artículo: CM0025546



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra ECE1 humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con ECE1 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la vía de la endotelina-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] ECE1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ECE; E1
Especie	Humano
GenelD (humano)	1889
GenelD	1889
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 670-770 de ECE1 humano (NP_001388.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42892
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo