

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eef1B2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24534

Número de artículo: CM0029143



Introducción

CamelBio suministra un anticuerpo policlonal de conejo validado por KO que se dirige a la EEF1B2 humana, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. La EEF1B2 funciona como un factor de elongación en la biosíntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] EEF1B2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EF1B; EEF1B; EEF1B1; B2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1933
GeneID	1933
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-225 de la EEF1B2 humana (NP_001032752.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24534
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo