

Anticuerpo Policlonal Anti-Ehmt2 Validado Por Ko Para Wb, Ip, Elisa - Q96Kq7

Número de artículo: CM0014248



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra EHMT2 humano (G9a), una histona metiltransferasa H3K9. Diseñado para Western blot (WB), inmunoprecipitación (IP) y ELISA. Ideal para estudios epigenéticos y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] EHMT2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	G9A; BAT8; GAT8; NG36; KMT1C; C6orf30; T2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10919
ID de Gen	10919
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 877-1176 del EHMT2 humano (NP_079532.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96KQ7
Peso Proteico	132kDa
Envío	Bolsa de hielo