


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-ErbB3/Her3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Número de artículo: CM0013264



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO que se dirige a ErbB3/HER3, adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano y ratón. El inmunógeno corresponde a la región C-terminal (aa 1275-1342). Peso predicho 148 kDa. Ideal para la investigación del cáncer y epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] ErbB3/HER3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; R3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2065
GeneID	2065
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1275-1342 de ErbB3/HER3 humano (NP_001973.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P21860
Peso Proteico	148kDa
Envío	Bolsa de hielo