


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Esd Para Wb Y Elisa - P10768

Número de artículo: CM0023032



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido contra ESD humano (hidrolasa de S-formilglutación, esterasa D). Reacciona de forma cruzada con ratón, soporta WB y ELISA para la investigación del metabolismo del formaldehído, ideal para estudiar vías de desintoxicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] ESD pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FGH; SD
Especie	Humano
ID de Gen	2098
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-282 de ESD humano (NP_001975.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10768
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo