


[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fam38A/Piezo1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92508

Número de artículo: CM0006655



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO que se dirige a PIEZO1, un canal iónico mecanosensible implicado en el tacto, el desarrollo vascular y la adhesión celular. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA; detecta muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] FAM38A/PIEZO1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6; FAM38A/PIEZO1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	9780
ID de gen	9780
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2199-2429 del PIEZO1 humano (NP_001136336.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92508
Peso proteico	287kDa
Envío	Bolsa de hielo