


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fascina/Fscn1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16658

Número de artículo: CM0021166



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra la Fascina humana (FSCN1) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta Fascina humana, de ratón y de rata; adecuado para la investigación del citoesqueleto de actina y la motilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] Anticuerpo policlonal de conejo anti-Fascina/FSCN1
Notas/Alias	HSN; SNL; p55; FAN1; N1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6624
ID de gen	6624
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 394-493 de la Fascina/FSCN1 humana (NP_003079.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16658
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo