

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gars Validado Por Ko Para Wb, Elisa - P41250

Número de artículo: CM0003248



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra GARS humano (glicil-ARNt sintetasa). Adecuado para Western blot y ELISA. El inmunógeno corresponde a los aminoácidos 640-739 de GARS humano (P41250).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] GARS mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJ1; RS
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2617
ID de Gen	2617
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P41250
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo