

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gata3 Para Wb Y Elisa - P23771

Número de artículo: CM0019880



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GATA3 humano, validado por knockout. Apto para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para el estudio de la función del factor de transcripción de linfocitos T en la diferenciación de Th2 y la respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] GATA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HDR; HDRS; A3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2625
ID del gen	2625
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de GATA3 humano (NP_001002295.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23771
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo