

Anticuerpo Policlonal Anti-Git1 Validado Por Ko Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2X7

Número de artículo: CM0020197

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra GIT1, una proteína andamio implicada en adhesiones focales, migración celular y función sináptica. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] GIT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p95-APP1; T1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	28964
ID del gen	28964
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 460-640 de GIT1 humano (NP_054749.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2X7
Peso molecular de la proteína	84kDa
Envío	Bolsa de hielo