

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal Anti-Glod4 Para Wb, Elisa - Q9Hc38

Número de artículo: CM0022118



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GLOD4 humano, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación de la proteína 4 que contiene el dominio glioxalasa mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] GLOD4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HC6; HC71; CGI-150; C17orf25; D4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	51031
ID de Gen	51031
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 179-298 del GLOD4 humano (NP_057164.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9HC38
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo