


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Glutatión Sintetasa (Gss) Validado Por Ko Para Wb, If/Icc, Elisa - P48637

Número de artículo: CM0018508



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra la Glutatión Sintetasa (GSS) humana. Adecuado para Western blot, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de estrés oxidativo e investigación sobre la biosíntesis de glutatión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Glutatión Sintetasa (GSS) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GSHS; HEL-S-64p; HEL-S-88n; S)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2937
GeneID	2937
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 373-474 de la Glutatión Sintetasa (GSS) humana (NP_000169.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48637
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo