

[Ko Validado] Anticuerpo Monoclonal Anti-Gsdme (Longitud Completa + Extremo N) Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - O60443

Número de artículo: CM0009711



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo GSDME [KO Validado] de alta calidad validado para WB, IP, IHC-P y ELISA. Reconoce GSDME humana (DFNA5/ICERE-1) con isoformas de 11, 35 y 55 kDa. Ideal para estudios de piroptosis y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] GSDME (Longitud completa + extremo N) mAb de conejo
Notas/Alias	DFNA5; ICERE-1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1687
GeneID	1687
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 245-344 de la GSDME humana (Longitud completa + extremo N) (NP_004394.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O60443
Peso proteico	11 kDa/35 kDa/55 kDa
Envío	Bolsa de hielo